	U.O.C. LABORATORIO ANALISI	MOD. D1/D2 RAC ESP
	LABORATORIO ANALISI D1/D2	Rev. n. 0 del 29/05/2023
Raccolta Espettorato – Escreato		

TIPOLOGIA CONTENITORE

Contenitore in PP per raccogliere l'espettorato, composto da una base con tubo a fondo conico con tappo a vite, da 50ml sterile rimovibile (Fig. 1).



Fig. 1

L'ampia base garantisce stabilità e l'imbuto di raccolta è realizzato in modo tale che i campioni vengano raccolti direttamente all'interno della provetta senza il rischio di contaminazioni. Il tappo a vite della provetta a fondo conico viene mantenuto sterile in ogni momento essendo inserito al di sotto del tappo a pressione posto nella parte superiore dell'imbuto.

TEST ESEGUIBILI

- ✓ Esame colturale dell'espettorato o escreato;
- ✓ Ricerca Micobatteri

INFORMAZIONI SUL RITIRO DEI CONTENITORI

Il ritiro del contenitore si effettua presso:

- Segreteria Laboratorio Analisi di Bassano del Grappa (0424 888629):
Lunedì-Venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.00.
Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
- Punto prelievi Ospedale di Asiago (Portineria 0424 604111):
Lunedì-Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00.
- Punto prelievi Schio (0445598138):
Lunedì-Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00.
- Punto prelievi Thiene (0445388198):
Lunedì-Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

INDICAZIONI ED ISTRUZIONI RACCOLTA ESCREATO

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA

- a) Non eseguire l'esame se non c'è produzione di catarro.
- b) Non confondere la **saliva con il catarro**.
- c) Se si stanno **assumendo antibiotici**, segnalarlo al personale del laboratorio al momento della consegna o assicurarsi che il medico lo riporti sull'impegnativa.
- d) È preferibile raccogliere l'escreato la mattina appena alzati.
- e) Lavarsi i denti senza dentifricio (rimuovere le protesi mobili, se ve ne sono), sciacquare il cavo orale con acqua.
- f) Fare un singolo colpo di tosse per portare in superficie il catarro che dovrà essere versato nel vasetto sterile senza contaminarne i bordi. La quantità di materiale necessario per eseguire l'esame, non deve essere inferiore a un cucchiaino. Qualora fosse insufficiente, ripetere la raccolta; chiudere bene il contenitore e consegnarlo.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA

1. Estrarre il contenitore dal suo involucro ermetico e scrivere sull'etichetta i dati anagrafici del paziente (Fig. 2)


REGIONE DEL VENETO  ULSS7 PEDEMONTANA	U.O.C. LABORATORIO ANALISI	MOD. D1/D2 RAC ESP
	LABORATORIO ANALISI D1/D2	Rev. n. 0 del 29/05/2023
Raccolta Espettorato – Escreato		



Fig. 2


2. Aprire il coperchio superiore dell'imbuto, (non quello con l'etichetta) ed evitare di toccare la parte interna dell'imbuto (Fig.3).



Fig. 3

3. Procedere alla raccolta di un campione di espettorato profondo.
4. Chiudere immediatamente il coperchio.
5. Togliere il tappo che porta l'etichetta e tenerlo momentaneamente separato.
6. Sollevare la parte superiore dell'imbuto (A), capovolgerla sopra la provetta (B), schiacciare e riavvitare completamente (C) (Fig. 4).

(Fig. 4)



7. Eliminare la parte superiore dell'imbuto.
8. Sollevare la provetta ed attaccare l'etichetta.
9. Inserire la provetta nella sua base (Fig. 5).



(Fig. 5)